



营养琼脂平板（NA）使用说明书

【货号】 PB005A

【用途】 用于菌落总数的测定（该培养基不含糖）；用于菌种的保存、传代及纯培养；也可用作血琼脂基础。（GB 标准）

【成分】（g/L）

蛋白胨	10.0
牛肉粉	3.0
氯化钠	5.0
琼脂	15.0

【pH 值】 7.3 ± 0.2 （25℃）

【规格】 10 皿/包×2 包

【用法】

— 无菌环境下打开培养基，按照标准进行接种培养。

— 未使用完培养基密封后 2-8℃ 保存。

注：培养基使用前保持平板干燥

【培养基质量控制】

质控菌株	接种量 (CFU)	参比或计数培养基	方法	培养条件	质控结果
大肠埃希氏菌 ATCC 25922	20-200	TSA	定量	36℃±1℃ 24h±2h	$P_R \geq 0.7$
金黄色葡萄球菌 ATCC 6538					$P_R \geq 0.7$
枯草芽孢杆菌 ATCC 6633					$P_R \geq 0.7$

【保存条件】

— 2-8℃ 避光保存。

【保质期】

三个月